

Anticorpo Policlonale Anti-Pdxdc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P996

Numero articolo: CM0019876

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che mira al PDXDC1 umano, una decarbossilasi dipendente dal piridossale. Validato per WB, IHC-P ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. 87 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDXDC1 Rabbit pAb
Note/Alias	LP8165; PDXDC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23042
GeneID	23042
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 489-788 del PDXDC1 umano (NP_055842.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P996
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio