

Anticorpo Monoclonale Anti-Pdxk Per Wb, Elisa - 000764

Numero articolo: CM0007272



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-PDXK validato per WB e ELISA. Rileva PDXK umano (35 kDa, SWISS 000764). Ideale per la ricerca sul metabolismo della vitamina B6 e sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDXK Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124, PDXK
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8566
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-312 della PDXK umana (NP_003672.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	000764
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio