

Anticorpo Policlonale Anti-Pdxk Per Wb, If/Icc, Elisa - 000764

Numero articolo: CM0029155



introduzione

Anticorpo anti-PDXK policlonale di coniglio di alta qualità validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva PDXK umano, di topo e di ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo della vitamina B6, l'attività chinasi e le neuropatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDXK Rabbit pAb
Note/Alias	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Specie	Umano
Gene ID	8566 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-312 di PDXK umano (NP_003672.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policloni
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00764
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio