

Anti-Pdxp Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd0

Numero articolo: CM0020146



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDXP (Cronofina) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva PDXP umano, murino, ratto (32 kDa). Utile per lo studio del metabolismo della vitamina B6, della segnalazione della cofilina e dello sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDXP Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CIN; PLP; dJ37E16.5; PDXP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57026
Gene ID	57026
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200 al C-terminale del PDXP umano (NP_064711.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96GD0
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio