

Anti-Pdzk1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q5T2W1

Numero articolo: CM0025579



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina scaffold umana PDZK1 (NHERF3/CAP70), validato per Western blot e ELISA, cross-reattivo con il mouse. Ideale per lo studio del trasporto ionico epiteliale e della regolazione delle proteine di membrana. Offerto da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDZK1 Coniglio pAb
Note/Alias	CAP70; CLAMP; PDZD1; NHERF3; NHERF-3; PDZK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5174
GeneID	5174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 del PDZK1 umano (NP_001188254.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Mouse
SWISS	Q5T2W1
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio