


Anticorpo Policlonale Anti-Pebp1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30086

Numero articolo: CM0016704



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PEBP1 per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Bersaglia PEBP1 (RKIP) umano con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle chinasi e sul SNC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEBP1 Rabbit pAb
Note/Abbreviazioni	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPPp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	5037
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-187 di PEBP1 umano (NP_002558.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30086
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio