


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pebp1 Per Wb, Elisa - P30086

Numero articolo: CM0002649



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PEBP1 umano (RKIP/HCNP). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione MAPK e neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PEBP1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPPp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5037
ID Gene	5037
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di PEBP1 umano (P30086).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30086
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio