

Anticorpo Policlonale Anti-Pebp4 Per Wb Ed Elisa - Q96S96

Numero articolo: CM0016739

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PEBP4 umano (CORK1), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata murina. Ideale per la ricerca sulla segnalazione PI3K-AKT e sulle proteine secrete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	PEBP4 Rabbit pAb
Note/Alias	CORK1; CORK-1; PEBP-4; hPEBP4; PRO4408; GWTM1933; HEL-S-300; PEBP4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	157310
GenelD	157310
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q96S96
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio