

Anti-Pebp4 Anticorpo Policlonale Coniglio - Q9D9G2

Numero articolo: CM0021977

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PEBP4 (Proteina legante la fosfatidiletanolamina 4), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione PI3K-AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PEBP4 Rabbit pAb
Note/Alias	PEBP-4; PEBP4
Specie	Topo
GenelD (umano)	157310
GenelD	73523
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 90-242 di PEBP4 murino (NP_082836.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9D9G2
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio