


Anticorpo Policlonale Anti-Pedf/Serpinf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P36955

Numero articolo: CM0019882



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PEDF/SERPINF1 umano (P36955). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e sui fattori neurotrofici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PEDF/SERPINF1 Rabbit pAb
Note/Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5176
ID Gene	5176
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 141-240 di PEDF/SERPINF1 umano (NP_002606.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P36955
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio