


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pedf/Serpinf1 Per Wb, Elisa - P36955

Numero articolo: CM0004328



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al PEDF/SERPINF1 umano (P36955), validato per WB ed ELISA. Rileva il PEDF in campioni umani, murini e di ratto con un peso molecolare di 46kDa. Ideale per studi di neurobiologia e angiogenesi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PEDF/SERPINF1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5176
ID Gene	5176
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del PEDF/SERPINF1 umano (P36955).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P36955
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio