


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pedf/Serpinf1 Per Wb, Elisa - P36955

Numero articolo: CM0014775



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a PEDF/SERPINF1 umano, validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'angiogenesi e sui fattori neurotrofici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEDF/SERPINF1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Specie	Umano
Gene ID	5176
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 141-240 di PEDF/SERPINF1 umano (NP_002606.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36955
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio