


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Pef1 Per Wb - Q9Ubv8

Numero articolo: CM0002862



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-PEF1 ricombinante, validato per WB ed ELISA. Reagisce con PEF1 umano, murino e di ratto. Ideale per studiare il trasporto ER-Golgi e la segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio PEF1
Note/Alias	ABP32; PEF1A; PEF1
Specie	Umano
GeneID	553115
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di PEF1 umano (Q9UBV8)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBV8
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca refrigerante