

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Peg10 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Tg7

Numero articolo: CM0026804



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PEG10 umano, una proteina derivata da retrotrasposoni coinvolta nella formazione della placenta e nella progressione tumorale. Validato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reazione crociata con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEG10 Rabbit pAb
Note/Alias	EDR, HB-1, Mar2, RTL2, MEF3L, Mart2, RGAG3, SIRH1, PEG10
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23089
ID gene	23089
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86TG7
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio