


Anticorpo Policlonale Anti-Peg3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu2

Numero articolo: CM0016955



introduzione

Il pAb PEG3 di coniglio è validato in WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Riconosce PEG3 (181 kDa), una proteina a dita di zinco che regola l'apoptosi e la soppressione tumorale. Ideale per studi di neurobiologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb PEG3 di coniglio
Note/alias	PW1; ZNF904; ZSCAN24; ZKSCAN22; PEG3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5178
ID del gene	5178
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9GZU2
Peso della proteina	181 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante