

Anticorpo Policlonale Anti-Peli3 Per Wb, Elisa - Q8N2H9

Numero articolo: CM0027323

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PELI3 umano, adatto per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. PELI3 è una ubiquitina ligasi E3 coinvolta nell'immunità innata e nelle vie di segnalazione TLR/IL-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PELI3 Rabbit pAb
Note/Alias	PELI3
Specie	Umana
GeneID	246330
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di PELI3 umano (NP_659502.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q8N2H9
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio