


Anticorpo Policlonale Anti-Pelp1 Per Ihc-P, Elisa - Q8Izl8

Numero articolo: CM0015828



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PELP1 validato per ELISA e IHC-P, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione del recettore degli estrogeni, biologia del cancro e maturazione dell'rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PELP1 Rabbit pAb
Note/Alias	MNAR; P160; PELP1
Specie	Umana
ID Gene	27043
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 884-1130 della PELP1 umana (Q8Izl8)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8Izl8
Peso proteico	120kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio