


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pelp1 Per Wb E Elisa - Q8IZL8

Numero articolo: CM0009047



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato a PELP1 (MNAR) umano, validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. PELP1 è un coattivatore trascrizionale coinvolto nella segnalazione del recettore degli estrogeni e nella biologia del cancro. Ideale per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PELP1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MNAR; P160; PELP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27043
GeneID	27043
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1000-1100 di PELP1 umano (Q8IZL8).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IZL8
Peso Proteico	120kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio