

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pelp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - C9Jfv4

Numero articolo: CM0027100

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PELP1 (MNAR) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei recettori nucleari e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PELP1 Rabbit pAb
Note/Alias	MNAR; P160; PELP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	27043
ID gene	27043
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1021-1180 di PELP1 umano (NP_055204.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	C9JFV4
Peso proteico	125 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio