


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pen2/Psenen Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nz42

Numero articolo: CM0009418



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio mirato a PEN2/PSENEN umano (UniProt Q9NZ42). Validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul complesso gamma-secretasi e sul morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PEN2/PSENEN mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55851
ID Gene	55851
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-101 di PEN2/PSENEN umano (NP_758844.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZ42
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio