


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pen2/Psenen Per Wb, Elisa - Q9Nz42

Numero articolo: CM0014154



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PEN2/PSENEN, una subunità della gamma-secretasi. Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulla segnalazione Notch.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PEN2/PSENEN Rabbit pAb
Note/Alias	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55851
Gene ID	55851
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-101 di PEN2/PSENEN umano (NP_758844.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZ42
Peso Proteico	12 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio