

Anticorpo Policlonale Anti-Penk Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01210

Numero articolo: CM0029017



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Proencefalina-A (PENK) umana, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione degli oppioidi e sul dolore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PENK Rabbit pAb
Note/Alias	PE; PENK-A; PENK
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5179
GeneID	5179
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-267 della PENK umana (NP_001129162.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01210
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio