


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Penk Per Wb, If-P, Elisa - P01210

Numero articolo: CM0022631



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proencefalina A umana (PENK) per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Convalidato per la ricerca sulla percezione del dolore, la segnalazione oppioide e la funzione dei neuropeptidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PENK Rabbit pAb
Note / Alias	PE; PENK-A; Proencefalina-A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5179
ID gene	5179
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-267 della PENK umana (NP_001129162.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P01210
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio