

Anticorpo Policlonale Anti-Pepck/Pck2 Per Wb Ed Elisa - Q16822

Numero articolo: CM0025666

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PEPCK mitocondriale (PCK2), validato per WB ed ELISA su umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla gluconeogenesi e la ferroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEPCK/PCK2 Rabbit pAb
Note/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; PEPCK/PCK2
Specie	Umano
GeneID	5106
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della PEPCK/PCK2 umana (NP_004554.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16822
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio