

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pepck/Pck2 (Convalidato Ko) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16822

Numero articolo: CM0004921

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-PEPCK/PCK2, convalidato KO, per western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva PCK2 mitocondriale umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla gluconeogenesi e sulla ferroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio PEPCK/PCK2
Note/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5106
GeneID	5106
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-640 di PEPCK/PCK2 umano (Q16822)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16822
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio