


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pepd Per Wb, Elisa - P12955

Numero articolo: CM0028311



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la PEPD (prolidasi) umana. Convalidato per applicazioni in Western blotting e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del collagene e la ricerca correlata. Peso molecolare approssimativo: 54kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEPD Rabbit pAb
Note / Alias	PROLIDASI; PEPD
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5184
ID gene	5184
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 288-424 della PEPD umana (NP_000276.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12955
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio