

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pepsinogeno I (Pg I) Per Elisa, Ihc-P, If-P - P0Djd7

Numero articolo: CM0007668



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro Pepsinogeno I umano (PG I/PGA4) validato per ELISA, IHC-P e IF-P. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sugli enzimi digestivi e sul cancro gastrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pepsinogeno I (PG I) mAb coniglio
Osservazioni/Alias	Pepsinogeno-4; Pepsinogeno I (PG I)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	643847
GeneID	643847
Immunogeno	Proteina ricombinante di Pepsinogeno I umano (PG I)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0DJD7
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio