

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pepsinogeno Ii (Pg Ii) Per Ihc-P, Elisa - P20142

Numero articolo: CM0006595



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il Pepsinogeno II (PG II) umano, validato per IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Immunogeno ricombinante. Adatto per la ricerca sugli enzimi digestivi e gli studi sui biomarcatori del carcinoma gastrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Pepsinogeno II (PG II)
Note/Alias	PEPC; PGII; Pepsinogeno II (PG II)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5225
GeneID	5225
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-388 del Pepsinogeno II (PG II) umano (NP_002621.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P20142
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico