

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pepsinogeno Ii (Pg Ii) Per Ihc-P, Elisa - P20142

Numero articolo: CM0003084



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il Pepsinogeno II (PG II) umano. Adatto per IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca gastrointestinale e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Pepsinogeno II (PG II)
Note/Alias	PEPC; PGII; Pepsinogeno II (PG II)
Specie	Umano
GeneID (umano)	5225
GeneID	5225
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-388 del Pepsinogeno II (PG II) umano (NP_002621.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20142
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio