

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pepsinogeno II (Pg II) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20142

Numero articolo: CM0026719



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Pepsinogeno II (PG II) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con la gastricsina umana, murina e di ratto. Ideale per studi sul pepsinogeno C nella ricerca sulla digestione e sulle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pepsinogeno II (PG II) Rabbit pAb
Note/Alias	PEPC; PGII; Pepsinogeno II (PG II)
Specie	Umana
GeneID (umano)	5225
GeneID	5225
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 73-172 del Pepsinogeno II (PG II) umano (NP_001159896.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P20142
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio