

Anti-Per1 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O15534

Numero articolo: CM0005556

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-PER1 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Bersaglia PER1 umano (O15534), una proteina centrale dell'orologio circadiano. Adatto per studi sui ritmi circadiani e sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] PER1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PER; hPER; RIGUI
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5187
GenelD	5187
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 207-275 di PER1 umano (NP_002607.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O15534
Peso Proteico	136 kDa/92 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio