

Anticorpo Policlonale Anti-Per1 Coniglio - 015534

Numero articolo: CM0027056

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PER1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Per la ricerca sull'orologio circadiano e studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PER1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PER; hPER; RIGUI; PER1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5187
ID Gene	5187
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 di PER1 umano (NP_002607.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15534
Peso proteico	136 kDa/92 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio