

Anticorpo Policlonale Anti-Per2 Per Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - O15055

Numero articolo: CM0016411



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il PER2 umano (omologo 2 della proteina del ritmo circadiano Period), validato per WB, IHC-P, ELISA e ChIP. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sul ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PER2 Rabbit pAb
Note/alias	FASPS; FASPS1; PER2
Specie	Uomo
ID genico (umano)	8864
ID genico	8864
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 390-565 del PER2 umano (NP_073728.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O15055
Peso della proteina	137 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante