

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Per3 Per Wb, Elisa - P56645

Numero articolo: CM0007548

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la proteina umana dell'orologio circadiano PER3. Validato per Western blot e ELISA, presenta reattività crociata con essere umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul sonno e sul ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PER3 Rabbit mAb
Note/Alias	GIG13; FASPS3; PER3
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	8863
ID Gene	8863
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-100 della PER3 umana (P56645).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56645
Peso proteico	132 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio