

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Perforina Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14222

Numero articolo: CM0011017

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato alla perforina umana (PRF1, P14222) per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Adatto per la ricerca immunologica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Perforina Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	P1, PFP, HPLH2
Specie	Umano
GenelD (umano)	5551
GenelD	5551
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-555 della perforina umana (NP_005032.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P14222
Peso Proteico	61 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio