

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Perforina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14222

Numero articolo: CM0018649

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Perforina umana (PRF1, P14222). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività incrociata verso Uomo, Topo e Ratto. Uno strumento chiave per lo studio della citotossicità mediata da granzimi e della difesa immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Perforina Rabbit pAb
Note/Alias	P1; PFP; HPLH2; Perforin
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5551
ID gene	5551
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 280-555 della Perforina umana (NP_005032.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14222
Peso proteico	61 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio