

Anticorpo Policlonale Anti-Perilipin-2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99541

Numero articolo: CM0030218

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Perilipin-2 (ADRP/ADFP). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Componente strutturale delle goccioline lipidiche. Uso per la ricerca negli studi sul metabolismo lipidico. UniProt Q99541.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Perilipin-2 Coniglio pAb
Note/Alias	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	123
Immunogeno	Proteina ricombinante Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 168-437 della Perilipin-2 umana (NP_001113.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99541
Peso Proteico	48 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio