

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Perilipin-2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43883

Numero articolo: CM0021535

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting il Perilipin-2 (ADRP/Adipophilin) di topo per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA; cross-reatta con ratto. Ideale per la biologia delle goccioline lipidiche e la ricerca sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	perilipin-2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ADPH, Adfp, Adrp, perilipin-2
Specie	Topo
GenelD (umano)	123
GenelD	11520
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 325-425 del perilipin-2 di topo (NP_031434.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P43883
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio