

Anticorpo Monoclonale Anti-Perilipina A Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - O60240

Numero articolo: CM0009968

introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-Perilipina A di coniglio validato per WB, IHC-P, IF-P e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo lipidico degli adipociti, targeting O60240.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Perilipin A Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	PERI; PLIN; FPLD4; Perilipina A
Specie	Umana
GenID (Uomo)	5346
GenID	5346
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 della Perilipina A umana (O60240)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	O60240
Peso Proteico	56 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio