


Anticorpo Monoclonale Anti-Periostina Per Wb, Elisa - Q15063

Numero articolo: CM0011541



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Periostina umana validato per Western blot ed ELISA. Generato contro un peptide sintetico all'interno dell'N-terminale. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, del microambiente tumorale e del rimodellamento della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Periostina
Note/alias	PN; OSF2; OSF-2; PDLPOSTN; Periostina
Specie	Umana
GeneID (umano)	10631
GeneID	10631
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Periostina umana (NP_001129406.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15063
Peso della proteina	80kDa/83kDa/84kDa/87kDa/90kDa/93kDa
Spedizione	Borsa refrigerante