

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Perk Per Wb, Elisa - Q9Nzj5

Numero articolo: CM0008831



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PERK (Q9NZJ5) validato per Western blot ed ELISA, in grado di rilevare la PERK umana con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta alle proteine non correttamente ripiegate e sulla segnalazione dello stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PERK
Note/Alias	PEK; WRS; PERK
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9451
GeneID	9451
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NZJ5
Peso della proteina	125 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante