


Anticorpo Policlonale Anti-Perossiredossina 1/Pag Per Wb Ed Elisa - Q06830

Numero articolo: CM0016387



introduzione

Il pAb di coniglio anti-Perossiredossina 1/PAG di CamelBio (Q06830) è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA in campioni umani e murini. Rileva la proteina antiossidante Perossiredossina-1 da 22 kDa, un regolatore chiave della segnalazione dello stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Perossiredossina 1/PAG
Note/Alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Perossiredossina 1/PAG
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5052
GeneID	5052
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-199 della Perossiredossina 1/PAG umana (NP_001189360.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q06830
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio