


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Coniglio Mab Per Wb, Elisa - Q06830

Numero articolo: CM0008689



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Peroxiredoxin 1/PAG (PRDX1, NKEF-A). Rileva PRDX1 umano e murino per applicazioni Western blot e ELISA. Utile per la ricerca sullo stress ossidativo e sugli antiossidanti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Peroxiredoxin 1/PAG Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5052
Gene ID	5052
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Peroxiredoxin 1/PAG umana (Q06830)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q06830
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio