


## Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Per If/Icc, Elisa - Q06830

Numero articolo: CM0020474



### introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro Peroxiredoxin 1/PAG per applicazioni IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Rileva una proteina di 22 kDa. Adatto per ricerche su stress ossidativo e signaling.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Peroxiredoxin 1/PAG Rabbit pAb                                                                                                                              |
| Annotazioni/Alias   | PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG                                                                               |
| Specie              | Umana                                                                                                                                                       |
| GenelD (Umana)      | 5052                                                                                                                                                        |
| GenelD              | 5052                                                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 99-199 della Peroxiredoxin 1/PAG umana (NP_001189360.1). |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                       |
| Applicazione        | IF/ICC, ELISA                                                                                                                                               |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                                           |
| SWISS               | Q06830                                                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 22 kDa                                                                                                                                                      |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                           |