


Anticorpo Monoclonale Anti-Peroxiredoxin 2 (Prdx2) Per Wb Ed Elisa - P32119

Numero articolo: CM0007917



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Peroxiredoxin 2 (PRDX2) umana, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sui processi redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxiredoxin 2 (PRDX2)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7001
GenelD	7001
Immunogeno	Peptide Sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P32119
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio