


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Perossiredossina 2 (Prdx2) Per Wb, If/Icc, Elisa - P32119

Numero articolo: CM0024030



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PRDX2 validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Rileva la perossiredossina-2 di ~22 kDa, un enzima antiossidante citoplasmatico coinvolto nella risposta allo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Perossiredossina 2 (PRDX2)
Osservazioni/Alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Perossiredossina 2 (PRDX2)
Specie	Umano
ID Gene	7001 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 della Perossiredossina 2 umana (PRDX2) (NP_859428.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P32119
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio