


Anticorpo Policlonale Anti-Perossiredossina 3 (Prdx3) Per Wb, If, Elisa - P30048

Numero articolo: CM0014729



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRDX3 umano (Perossiredossina 3), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la PRDX3 endogena in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Perossiredossina 3 (PRDX3) pAb di coniglio
Note/alias	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Perossiredossina 3 (PRDX3)
Specie	Umano
GeneID (umano)	10935
GeneID	10935
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-256 della Perossiredossina 3 umana (Perossiredossina 3 (PRDX3)) (NP_006784.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P30048
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante con ghiaccio