


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Peroxiredoxin 3 (Prdx3) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30048

Numero articolo: CM0005461



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Peroxiredoxin 3 (PRDX3) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con PRDX3 umana e di topo; proteina antiossidante mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Peroxiredoxin 3 (PRDX3) Rabbit mAb
Note / Alias	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxin 3 (PRDX3)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10935
GeneID	10935
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 157-256 della Peroxiredoxin 3 (PRDX3) umana (P30048)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P30048
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio