


Anticorpo Monoclonale Anti-Peroxiredoxin 4 (Prdx4) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Numero articolo: CM0011375



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Peroxiredoxin 4 (PRDX4) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva PRDX4 umana, murina e di ratto (~31 kDa). Ideale per studi sullo stress ossidativo e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Peroxiredoxin 4 (PRDX4) Rabbit mAb
Note/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxin 4 (PRDX4)
Specie	Umano
Gene ID	10549
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Peroxiredoxin 4 (PRDX4) umana (Q13162)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13162
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio