


Anticorpo Policlonale Anti-Perossiredossina 4 (Prdx4) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Numero articolo: CM0022599



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Perossiredossina 4 (PRDX4) umana. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva PRDX4 umana, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sullo stress ossidativo e la segnalazione redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Perossiredossina 4 (PRDX4) Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Perossiredossina 4 (PRDX4)
Specie	Umana
GeneID (umano)	10549
GeneID	10549
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 10-110 della Perossiredossina 4 (PRDX4) umana (NP_006397.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13162
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio